



TEST D'HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CORCY ET ASSOCIES

■ **Hyperglycémie provoquée**

- Réaliser le premier prélèvement lorsque le patient est strictement à jeun
Le patient ingère la quantité de glucose prescrite par le médecin.
- En absence de prescription précise donner au patient 75g de glucose
en prélevant à T30 , T60, T90, T120, T180.
- Cas particulier des HGPO chez les femmes enceintes : donner 75 g de
glucose et prélever à T0 T60 T120.

C3-MO01 V3