












<b>Soissons</b> 03.23.53.20.19	<b>Château Thierry</b> 03.23.83.25.87	<b>Villers-Cotterêts</b> 03.23.96.23.85	<b>Noyon</b> 03.44.44.11.11	<b>Montmirail</b> 03.26.42.78.42
-----------------------------------	--	--	--------------------------------	-------------------------------------

### Conditions pré-analytiques des analyses spécialisées































Analyses spécialisées réalisées au laboratoire		
Analyses	Tube	Conditions préanalytiques
AMH		€
Charge virale Hépatite C		2 tubes
Charge virale HIV		2 tubes
Insuline		
Sérologie Helicobacter		
Ac anti cardiolipines		
Ac anti Beta 2 GPI		

Analyses déconseillées à domicile				
ACTH	Ammoniémie	Calcium ionisé	CH50	Quantiféron
Cryoglobulines	Homocystéine €	Lactates	DPNI	

Analyses nécessitant des tubes spécifiques à prendre au laboratoire		
Analyses	Tube	Conditions préanalytiques
Aluminium	Tube héparine de sodium 	
Cuivre		
Lithium		
Plomb		
Zinc		
ADH (hormone anti-diurétique)	Tube Biomnis EDTA + Aprotinine 	 2 tubes
	<b>A acheminer rapidement au laboratoire (&lt; 4h)</b>	
€	<b>Analyse non remboursable</b>	



**Pour ces analyses, prélever un tube par analyse demandée sauf mention contraire**

Analyses spécialisées les plus fréquentes (Chez Eurofins)		
Analyses	Tube	Conditions préanalytiques
Aldolase		
Analyses génétiques les plus fréquemment prescrites (mutation facteur V Leiden, mutation facteur II, hémochromatose, Rhésus D-Génotype foetal)		2 tubes - Consentement et attestation de consultation obligatoire
ANCA (Ac anticytoplasme des PN)		
Barbitémie		
Bartonellose (maladie des griffes du chat)		
Charge virale hépatite B/PCR		
Chlamydiae (Sérologie)		
Cyfra 21		
ECA (Enzyme de conversion de l'angiotensine)		
Facteur V		
Herpès sérologie		
HT21		2 tubes - Fournir le consentement et le compte rendu échographique
IGF1		
Inhibine B		
Mycoplasma Pneumoniae (Sérologie)		
NSE		
Peptide C		
SCC		
Tacrolimus (FK 506)		
Typage lymphocytaire		3 tubes - A déposer avant 11h au laboratoire. Ne pas prélever le samedi ou veille de jours fériés
Vitamine B1*		 € A conserver à l'abri de la lumière
Vitamine B6*		 A conserver à l'abri de la lumière
VZV (Varicelle-Zona-Sérologie)		
	<b>A acheminer rapidement au laboratoire (&lt; 4h)</b>	
€	<b>Analyse non remboursable</b>	
*	Autres vitamines : contacter le laboratoire pour les conditions préanalytiques	